

PREPARO DE EXAMES/ PROCEDIMENTO

SETOR:	LABORATÓRIO
EXAME:	MERCÚRIO
MÉTODO:	ICP-MS
INDICAÇÃO:	<p>O mercúrio e seus compostos são encontrados na produção de cloro e soda caustica (eletrólise), em equipamentos elétricos e eletrônicos (baterias, retificadores, relés, interruptores etc.), aparelhos de controle (termômetros, barômetros, esfigmomanômetros), tintas (pigmentos), amálgamas dentárias, fungicidas, lâmpadas de mercúrio, laboratórios químicos, preparações farmacêuticas, detonadores, óleos lubrificantes, catalisadores e na extração de ouro. Eventualmente, pode ser contaminante de peixes e frutos do mar.</p>
ORIENTAÇÕES GERAIS:	Levar pedido médico e estar atento às orientações de preparo do laboratório.
PREPARO:	Jejum mínimo de 4 horas. O cliente deve evitar o consumo de frutos do mar 48 horas antes da coleta.
VALOR DE REFERÊNCIA:	Até 1,0 mcg/dL Exposição a mercúrio orgânico - Maior que 5 mcg/dL Exposição a mercúrio inorgânico - Maior que 20 mcg/dL
TELEFONE DE CONTATO:	(27) 2121-3743