

PREPARO DE EXAMES/ PROCEDIMENTO

SETOR:	LABORATÓRIO
EXAME:	PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES
MÉTODO:	Proteínas Totais (Reação de Biureto). Albumina (Colorimétrico - Verde de Bromocresol).
INDICAÇÃO:	O teste é útil na avaliação das hipoproteinemias, quer por defeito de síntese protéica, como ocorre nas hepatopatias e na desnutrição, quer por perda protéica, como na síndrome nefrótica e na enteropatia com perda proteica. As globulinas podem estar elevadas à custa de suas frações alfa-1, alfa-2, beta ou gamaglobulina, o que é possível identificar por meio da eletroforese de proteínas.
ORIENTAÇÕES GERAIS:	Levar pedido médico e estar atento às orientações de preparo do laboratório.
PREPARO:	✓ Jejum de 4 horas. ✓ De preferência, a coleta deve ser feita pela manhã, devido ao efeito circadiano.
VALOR DE REFERÊNCIA:	Proteínas Totais:6.0 a 8.0 g/dL Albumina.....:3.5 a 5.5 g/dL Globulina.....:2.5 a 3.5 g/dL
TELEFONE DE CONTATO:	(27) 2121-3743